

Sequencer



Este dispositivo permite al usuario disponer de una serie de mensajes. Puede grabar tantas frases como necesite, hasta un máximo de tiempo de grabación total de 90 segundos. Presionando la superficie o un pulsador externo conectado una vez, reproducirá el primer mensaje. Presionando otra vez, reproducirá el Segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Esto permite a los usuarios llevar una conversación preparada en un solo pulsador. Puede utilizarlo también para contra historias, participar en juegos, etc.

- **2 niveles de mensajes para poder cambiar rápidamente de contexto o usuarios.**
- **Reproduzca los mensajes secuenciados tocando la superficie del Sequencer o conectando un pulsador externo.**
- **Tiempo máximo de grabación 90 seg.**
- **La base del Sequencer está preparada para poder montarlo fácilmente a un brazo articulado Magic Arm y a otros sistemas de montaje.**
- **Entrada para pulsador externo y volumen ajustable.**
- **Tamaño 8,75 x 8,75 x 5,6 cm**
- **Necesita pila de 9 volt (incluida)** 